

TUBOS ESTERILES TAPON A ROSCA TIPO FALCON



TUBOS FABRICADOS EN PP, IDEALES PARA APLICACIONES CLÍNICAS Y DE INVESTIGACIÓN.
MATERIAL LIBRE DE DNASA, RNASA Y PIRÓGENOS.
ALTA TRANSPARENCIA PARA UNA VISUALIZACIÓN CLARA DURANTE LOS EXPERIMENTOS,
ESPECIALMENTE PARA BIOLOGÍA MOLECULAR Y CULTIVO DE TEJIDOS ANIMALES.
SUPERFICIE HIDROFÓBICA MUY SUAVE PARA LA MÍNIMA PERTURBACIÓN EN LA CENTRIFUGACIÓN.
GRADUACIÓN SERIGRAFIADA EN AZUL EN EL TUBO Y BANDA MATE DE FÁCIL ESCRITURA.
AUTOCLAVABLE A 121 °C.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO	ENVASE	PRECIO
525-0607	15 ML.	FONDO CONICO	10 RACK X 50	60,00 €
525-0612	50 ML.	FONDO CONICO	10 BOLSAS X 50	61,00 €
525-0611	50 ML.	CON FALDON	10 BOLSAS X 50	65,00 €

**POR LA COMPRA DE 3 CAJAS
DE CUALQUIER VOLUMEN**

10% DTO^o

PRECIOS I.V.A. 21% NO INCLUIDO