

# MICROSCOPIO BINOCULAR



**AHORA**  
**30% DTO<sup>o</sup>**

CABEZAL BINOCULAR INCLINADO 30° Y GIRATORIO 360°  
RECULACIÓN DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR  
OCULARES WF10X  
REVÓLVÉR CUÁDRUPLE INVERTIDO  
OBJETIVOS ACROMÁTICOS Y ANTIFÚNGICOS: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R) (I)  
ENFOQUE MACRO Y MICRO COAXIALES  
PLATINA MECÁNICA 115X125 MM  
CONDENSADOR ABBE (A.N. 1.25) REGULABLE EN ALTURA, CON DIAFRAGMA IRIS Y PORTAFILTROS  
ILUMINACIÓN LED CON REGULACIÓN DE INTENSIDAD  
BATERÍAS RECARGABLES

**P.V.P.**

~~**341,70 €**~~

**OFERTA**

**239,19 €**

**VÁLIDEZ: HASTA FIN DE EXISTENCIAS**

PRECIOS I.V.A. 21% NO INCLUIDO