

# PARAFILM

EL PAPEL PARAFILM ES AQUELLA LÁMINA DE MATERIAL SEMITRANSARENTE, FLEXIBLE Y RESISTENTE AL AGUA QUE SE UTILIZA COMO BARRERA CONTRA LA HUMEDAD EN DIVERSAS INDUSTRIAS COMO LA MÉDICA, FARMACÉUTICA, HOSPITALARIA Y EN LABORATORIOS.



## 27,00 €

LÁMINA DE CIERRE A BASE DE POLIOLEFINAS Y CERAS DE PARAFINA.  
TEMPERATURA DE TRABAJO -45 °C A +50 °C (PUNTO DE FUSIÓN +60 °C).  
RESISTE LAS SOLUCIONES SALINAS, ÁCIDOS Y BASES INORGÁNICAS MÁS COMUNES EN EL LABORATORIO.  
MEDIDAS: 38 MTS. X 10 CMS.

## POR LA COMPRA DE 4 CAJAS

LA CAJA SALE A 21,60 €

## 20% DTO<sup>o</sup>

PRECIOS I.V.A. 21% NO INCLUIDO