


# PIPETAS AUTOMÁTICAS



- PIPETAS AUTOMÁTICAS DE VOLUMEN VARIABLE.
- PANTALLA DIGITAL CON 3 DÍGITOS.
- BUENA RESISTENCIA QUÍMICA.
- PARTE INFERIOR AUTOCLAVABLE A 121°C.
- DE SUAVE USO Y PEQUEÑO ESFUERZO PARA PIPETEAR.
- DIFERENTES COLORES SEGÚN EL VOLUMEN DE PIPETEADO.
- EXPULSOR DE PUNTAS CON BOTÓN INDEPENDIENTE INTEGRADO.

CÓDIGO	VOLUMEN	PRECISION %	DESVIACION %	PRECIO
72401	0,1-2 µL	12.00/1.50	≤ 6.00/0.70	41,90 €
72405	1-10 µL	2.50/1.00	≤ 1.50/0.40	41,90 €
72420	2-20 µL	2.50/1.00	≤ 1.50/0.30	41,90 €
72415	5-50 µL	2.00/1.00	≤ 1.50/0.25	41,90 €
72425	10-100 µL	1.80/0.80	≤ 0.50/0.15	41,90 €
72430	20-200 µL	1.80/0.60	≤ 0.50/0.15	41,90 €
72435	100-1000 µL	1.50/0.60	≤ 0.30/0.15	41,90 €
72440	1-5 ML	1.20/0.60	≤ 0.30/0.15	41,90 €
72445	1-10 ML	2.50/0.60	≤ 0.30/0.15	41,90 €

**POR LA COMPRA DE 3 PIPETAS  
 DE CUALQUIER VOLUMEN**

**LA PIPETA SALE A 37,71 €**

**10% DTO<sup>o</sup>**

PRECIOS I.V.A. 21% NO INCLUIDO