

PIPETAS SEROLOGICAS

PIPETAS SEROLÓGICAS ESTÉRILES MATERIAL DE USO GENERAL DE LABORATORIO,
DESTINADO A LA MANIPULACIÓN CON PRECISIÓN DE FLUIDOS.



CÓDIGO	CAPACIDAD	DIVISIÓN	COLOR	ENVASE	PRECIO
612-3707	1 ML.	0,01 ML.	AMARILLO	1.000	71,00 €
612-3702	5 ML.	0,10 ML.	AZUL	300	32,00 €
612-3700	10 ML.	0,10 ML.	ROJO	200	24,00 €
612-3698	25 ML.	0,20 ML.	PÚRPURA	200	47,00 €
612-3696	50 ML.	1,00 ML.	NEGRO	100	51,00 €

PS,GRADUADAS, ESTÉRILES.

LAS GRADUACIONES ESTÁN CALIBRADAS PARA LA DISPENSACIÓN EXACTA A INCREMENTOS DE $\pm 3\%$.
RAYAS CON CÓDIGO DE COLORES PARA UNA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DEL VOLUMEN.

APIRÓGENAS.

CON TAPÓN DE ALGODÓN.

ENVASE: ENVASADAS INDIVIDUALMENTE EN BOLSAS DE PAPEL PLÁSTICO.

**POR LA COMPRA DE 3 CAJAS
DE CUALQUIER VOLUMEN**

10% DTO^o

PRECIOS I.V.A. 21% NO INCLUIDO