

RESMA PAPEL DE FILTRO

PAPELES FABRICADOS ESPECIALMENTE PARA LA ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS
Y SALPICADURAS Y COMO PROTECTOR EN MUEBLES DE LABORATORIO, MESAS
DE TRABAJO, BANDEJAS O INSTRUMENTOS.



38,00 €

GRAMAJE gr/m ²	ESPEJOR mm	VELOCIDAD ABSORCION mm/10 min.	RESISTENCIA HUMEDO kN/m	MEDIDAS cm.
73	0.170	75/70	0.290/0.260	42 X 52

POR LA COMPRA DE 4 CAJAS

LA UNIDAD SALE A 28,50 €

25% DTO^o

PRECIOS I.V.A. 21% NO INCLUIDO